


BRAUN

WelchAllyn®

ThermoScan®

Laadstation

Gebruiksaanwijzing



**PRO 6000
-laadstation**

BRAUN

ThermoScan®

PRO 6000-laadstation

Deze handleiding geldt voor accessoire  **901009**, thermometrie



Geproduceerd door:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
Verenigde Staten



107983 (CD)
DIR 80025824
Revisiedatum: 2019-09



Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road,
Navan, County Meath
Republiek Ierland
C15 AW22

Neem voor meer informatie over de producten van Welch Allyn contact op met:

Technische ondersteuning van Welch Allyn:

www.welchallyn.com/support

Bezoeklocaties:

www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Reserveonderdelen

Ga voor een complete lijst van onderdelen naar www.welchallyn.com

Voor octrooi-informatie gaat u naar

www.welchallyn.com/patents

© 2019 alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd in Mexico


Dit product is geproduceerd onder licentie van het handelsmerk 'Braun'.
'Braun' is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland.

ThermoScan® is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Helen of Troy Limited.

**Gebruik alleen
Hillrom-
sondehoesjes**



1. Braun Thermoscan® PRO 6000-laadstation



2. Pakketonderdelen





Braun ThermoScan® PRO 6000-laadstation

Cd-rom met gebruiksaanwijzing, Welch Allyn-servicetoolsoftware (beschikbaar via internetkoppeling) en de bijbehorende installatiehandleiding (beschikbaar via internetkoppeling)

- 1 oplaadbare accu (NiMH)
- 1 set verwisselbare wandstekker(s)
- 1 wandadapter en USB-kabel

3. Productbeschrijving

- 1 Opslagruimte voor huls met 200 Braun-sensorhulzen
- 2 Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer in houder
- 3 Opladlampje
- 4 Voedingsindicator
- 5 USB-kabel
- 6 Wandadapter
- 7 Verwisselbare stekker (verkrijgbaar in 4 verschillende configuraties)

Modelnummer	Stekkerconfiguraties	
PRO6000BSNA / 06000-100	Noord-Amerikaanse / Chinese stekker	
PRO6000BSEU / 06000-125	EU- en VK-stekkers	
PRO6000BSC / 06000-575	Noord-Amerikaanse / Chinese, EU- en VK-stekkers	
PRO6000BSAU / 06000-150	Australische stekker	

- 8 USB-verbindingadapter
- 9 USB-bevestigingsclip
- 10 Wandmontagegaten

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Het laadstation voor de Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer is een thermometer voor klinisch gebruik, en is voorzien van oplaad- en beveiligingsfuncties, opslagruimte voor de thermometer en houders voor sondehoesjes. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door vóór gebruik.

4. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



Neem de volgende punten in acht om het risico op elektrische schokken te verlagen:



WAARSCHUWING Raak een laadstation dat in water is gevallen niet aan. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.



WAARSCHUWING U dient het laadstation niet ergens te plaatsen, op te bergen of op te laden waar het kan vallen in een kuip of gootsteen. Plaats het laadstation niet in water of andere vloeistoffen en laat het er niet in vallen.



WAARSCHUWING Ontkoppel dit laadstation alvorens het te reinigen.



WAARSCHUWING Het laadstation is voorzien van een laagspanningswandadapter (medische adapter voor wandmontage, type TMW7-5-IPW). Daarom dient u geen enkel onderdeel ervan te wisselen of manipuleren. Anders bestaat er kans op elektrische schokken.



WAARSCHUWING Alleen bestemd voor professioneel gebruik.



LET OP U dient het laadstation alleen te gebruiken met de oplaadbare accu die met dit apparaat is meegeleverd om de thermometer op te laden.

Neem het volgende in acht om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel aan personen te verlagen:



WAARSCHUWING Het laadstation mag niet worden gebruikt binnen een afstand van 1,5 m (4,92 ft) van de patiënt.



LET OP Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik dat in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires.



WAARSCHUWING Pas deze apparatuur niet aan zonder goedkeuring van de fabrikant.



LET OP Het apparaat mag nooit worden blootgesteld aan temperaturen van minder dan -20 °C (-4 °F) en meer dan +50 °C (122 °F). Houd het apparaat en het netsnoer te allen tijde droog. Raak het niet aan met natte handen. Berg het niet op in een vochtige omgeving. Wikkel het snoer niet om het apparaat om beschadiging te voorkomen. Het is belangrijk om het netsnoer regelmatig op beschadigingen te controleren (om de 3 maanden), met name bij elk uiteinde waar het snoer de stekker ingaat.



WAARSCHUWING Gebruik dit apparaat nooit als het netsnoer of de stekker ervan beschadigd is, als het niet naar behoren werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in water terecht is gekomen. Breng het apparaat naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.



LET OP Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.



WAARSCHUWING Steek nooit objecten in de openingen en laat er geen objecten in vallen.



LET OP Steek de stekker altijd eerst in het apparaat en daarna pas in het stopcontact.



LET OP Dit apparaat voldoet aan de huidige verplichte normen voor elektromagnetische interferentie. Het veroorzaakt geen problemen bij andere apparaten en wordt niet door andere apparaten beïnvloed. Uit voorzorg dient het gebruik van dit apparaat in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden.



WAARSCHUWING Plaats het apparaat niet zodanig dat het moeilijk is om het te bedienen of te ontkoppelen (stekker).

5. Installatie

5.1 De accu plaatsen



Het laadstation wordt geleverd met 1 oplaadbare accu. Plaats de oplaadbare accu in het accuvak van de thermometer om op te laden.

Mogelijk is de accu niet opgeladen wanneer deze wordt geleverd.




LET OP Laad het apparaat gedurende 3 uur op in het laadstation vóór gebruik.
Zie 5.2 Aansluiten en 5.4 De thermometer opladen.


- 1 Open het accudeksel door de veergrendel naar rechts te schuiven met uw vinger of een puntig voorwerp, zoals een pen. Terwijl u de grendel open houdt, pakt u de accuklep vast en verwijdert u deze.



- 2 Plaats de oplaadbare accu in het accuvak met het label naar buiten gericht.



- 3 Klik de accudeksel terug op zijn plaats en zorg ervoor dat de grendel terugkeert naar de oorspronkelijke vergrendelde positie.





Dit product bevat een accu en recyclebaar elektronisch afval. Voer het niet af met het afval, maar neem het mee naar aangewezen plaatselijke inzamelpunten volgens de nationale of lokale regelgeving om het milieu te beschermen.




LET OP Haal het niet uit elkaar, veroorzaak geen kortsluiting en gooi het niet in vuur. Niet gebruiken met verschillende typen accu's.

5.2 Aansluiten

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de achterkant van het laadstation (1a) en plaats de kabel in de bevestigingsclip (1b).




- 2 Selecteer de juiste verwisselbare stekker voor uw land en regio (indien er meerdere stekkers zijn meegeleverd).




- 3 Plaats de stekker op de wandadapter.

- 4 Sluit de USB-kabel aan op de wandadapter.



- 5 Steek het geheel in het stopcontact.



- 6 Er gaat een groen lampje branden dat aangeeft dat het laadstation gereed is voor gebruik.

5.3 Instructies voor montage (optioneel)


Het laadstation kan worden gemonteerd aan een wand of worden opgesteld op een vlak oppervlak. Het laadstation moet aan de wand worden gemonteerd nadat u stap 3 van paragraaf 5.2 Aansluiten hebt voltooid.

U hebt de volgende materialen nodig voor montage:

- 2 Philips-cilinderkopschroeven #8 (meegeleverd)
- 2 ingebouwde muurankers voor gipsplaten (meegeleverd)
- Liniaal (niet meegeleverd)
- Phillips-kruiskopschroevendraaier #2 (niet meegeleverd)

Voor bevestiging aan de wand:


- 1 Zorg ervoor dat de USB-kabel is losgekoppeld van het stopcontact, maar nog steeds is bevestigd aan het laadstation. De USB-aansluiting op het laadstation zal niet toegankelijk zijn na montage.
- 2 Zoek de schroeven en muurankers voor gipsplaten die met het laadstation zijn meegeleverd.
- 3 Zoek de montagegaten aan de achterkant van het laadstation.
- 4 Monteer het laadstation aan de wand of andere veilige locatie met behulp van de meegeleverde muurankers voor gipsplaten en schroeven.



Opmerking: als u het laadstation in plaats van aan een gipsplaat aan een ander oppervlak monteert, gebruik dan bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor dat oppervlak.

5.4 De thermometer opladen


- 1 Plaats de thermometer met oplaadbare accu in de thermometerhouder (1a). Plaats de thermometer in de houder in het laadstation (1b).



- 2 De thermometer laat een pieptoon horen.




- 3 Het oplaadlampje op het laadstation gaat oranje branden.




- 4 De laadstand wordt weergegeven op het LCD-scherm van de thermometer.

Het oplaadlampje op het laadstation wordt groen wanneer de thermometer volledig is opgeladen (ongeveer 3 uur als de accu leeg is). Het is niet mogelijk om de accu te overladen. We raden u aan de thermometer in het laadstation te plaatsen wanneer deze niet wordt gebruikt, zodat de accu volledig opgeladen blijft.



Houd er rekening mee dat het 5 minuten kan duren voordat het laadstation het totale spanningsniveau herkent, zelfs als de accu volledig is opgeladen. In dat geval zal het oplaadlampje oranje branden na plaatsing van de thermometer in het laadstation, en wordt het vervolgens groen wanneer de volledig opgeladen accu wordt herkend.



Als u merkt dat het laadstation een volledig opgeladen accu aangeeft (groen oplaadlampje), maar het LCD-scherm van de thermometer doet dat niet, komt dit misschien doordat het laadstation of de accu oververhit zijn. U wordt aanbevolen het laadstation naar een koelere omgeving te brengen.

Als het oplaadlampje niet brandt, kan dit komen door één van de volgende oorzaken:


- Gebruik van alkaline batterijen (niet oplaadbaar)
- Thermometer/laadstation zijn niet goed aangesloten op een voedingsbron
- Thermometer is niet correct in het laadstation geplaatst

6. Beveiligingsfunctie

De Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer is uitgerust met een beveiligingsfunctie waarbij de thermometer binnen een vooraf geselecteerde tijdsperiode terug in het laadstation moet worden geplaatst. Bij overschrijding van deze tijdsperiode wordt de thermometer vergrendeld. De beveiligingsfunctie kan via de servicetool worden ingesteld tot maximaal 12 uur/720 minuten.

Wanneer de oorthermometers de fabriek verlaten, is de beveiligingsfunctie van de Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer uitgeschakeld. De beveiligingsfunctie kan alleen via de Welch Allyn-servicetoolsoftware worden ingesteld. Hiervoor moet het laadstation of een compatibel Welch Allyn Vital Signs-apparaat worden opgestart. De beveiligingsfunctie kan worden gebruikt met oplaadbare of alkaline batterijen.

Zie 6.2 Instellingen om deze functie te gebruiken en instellingen te wijzigen.




6.1 Hoe het werkt

- 1 Als de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, wordt een ontgrendeld pictogram weergegeven naast de accu-indicator tijdens normaal gebruik om aan te geven dat de beveiligingsfunctie actief is.




- 2 Wanneer het nog 60 minuten duurt voordat de thermometer moet worden teruggezet, wordt er naast het ontgrendelde pictogram een aftelklok weergegeven met het aantal resterende minuten.




- 3 Wanneer de tijdslimiet binnen 5 minuten wordt bereikt, begint de thermometer om de minuut te piepen en gaat het ontgrendelde pictogram knipperen. Dit geeft aan dat de thermometer op het punt staat te worden vergrendeld.



- 4 Na het verstrijken van de tijdslimiet, worden het ontgrendelde pictogram en de aftelklok vervangen door een vergrendeld pictogram en zal de thermometer om de 5 minuten piepen om de vergrendelde stand aan te geven. Elke knop die tijdens de vergrendelde stand wordt ingedrukt, zal een pieptoon laten horen als foutmelding en de thermometer zal niet reageren. De thermometer kan niet worden gebruikt in de vergrendelde stand.




- 5 Ontgrendel de thermometer door deze terug te zetten in het laadstation.



- 6 De thermometer zal een pieptoon laten horen en de achtergrondverlichting zal gedurende 5 seconden oplichten.




- 7 De tijdslimiet wordt gereset en de thermometer zal terugkeren naar de ontgrendelde stand voor normaal gebruik. Wanneer de thermometer zich in de ontgrendelde stand bevindt, laat deze een pieptoon horen en zal het display weer functioneren.



8 De thermometer met de ingeschakelde beveiligingsfunctie opladen:

Als er een oplaadbare accu wordt gebruikt, zal het oranje lampje op het laadstation oplichten om aan te geven dat het opladen is hervat, en zal het batterijpictogram op het thermometerscherm worden weergegeven.

Als er alkaline batterijen (niet oplaadbaar) worden gebruikt in de thermometer, zal de beveiligingsfunctie werken maar zal het oranje lampje op het laadstation niet oplichten, zal er geen batterijpictogram op het thermometerscherm worden weergegeven, en zullen de batterijen niet opladen.



6.2 Instellingen van de beveiligingsfunctie


Het laadstation of het compatibele Welch Allyn Vital Signs-apparaat kan worden gebruikt met de Welch Allyn-servicetool om instellingen te wijzigen op de thermometer.

U hebt de servicetoolsoftware van Welch Allyn nodig om de configuratie van de thermometer te wijzigen.

U hebt een laadstation en oplaadbare accu of compatibel Welch Allyn-apparaat nodig om verbinding te maken met de PC waarop de Welch Allyn-servicetool actief is.

Volg de instructies om de geavanceerde instellingen van de Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer te openen met behulp van de Welch Allyn-servicetool.

- 1 Plaats de Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer in het laadstation.



- 2 U wordt aanbevolen de USB-kabel te gebruiken voor aansluiting op de wandadapter – koppel de kabel los van de wandadapter en sluit deze aan op uw computer.




- 3 a. Start de Welch Allyn-servicetool.
- b. Als het opstartscherm met de knoppen 'Add new features' ('Nieuwe functies toevoegen') en 'Service' wordt weergegeven, klikt u op 'Service'.
- c. Meld u aan als ADMIN (Beheerder) zonder wachtwoord of gebruik een account dat u eerder hebt aangemaakt.

Opmerking: als de aanmeldprompt niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Log on (Aanmelden). U moet aangemeld zijn om toegang te krijgen tot het dialoogvenster Configuration (Configuratie).




- 4 Klik op de Braun-thermometer in de apparatenlijst om deze te markeren en klik vervolgens op de knop Select (Selecteren).




- 5 Het tabblad Device (Apparaat) wordt geopend.

- 6 Klik op het tabblad Configure (Configureren) rechts van het tabblad Device information (Apparaatgegevens).




- 7 Klik op de knop Change (Wijzigen) in het vak Current settings (Huidige instellingen). Het dialoogvenster voor configuratie-instellingen wordt geopend.



- 8 U selecteert de beveiligingsfunctie door te klikken op het vervolgkeuzemenu en op de gewenste tijdsperiode. U kunt ook op Off (Uit) klikken om de functie uit te schakelen.

Zodra de gewenste instellingen zijn geselecteerd, klikt u op de knop Save (Opslaan) om de instellingen naar de Braun-thermometer te verzenden en het venster te sluiten.

Als u het venster wilt sluiten zonder de instellingen te wijzigen, klikt u op de knop Cancel (Annuleren).



6.3 Servicetool

Voor meer informatie over de servicetool en de bijbehorende installatiehandleiding gaat u naar www.welchallyn.com en download u de servicetool die u vindt op het tabblad Services & Support op het tabblad/Service Centers/Download service tool.

7. Onderhoud en service

7.1 Reiniging



Let op

! **LET OP Gebruik geen** oplossingen met bleekmiddel bij het reinigen van metalen elektrische contacten. Als u dit wel doet, raken de contacten beschadigd.

! **LET OP** Reinig de contacten alleen met 70% isopropylalcohol. Laat de contacten 1 minuut drogen.

Reinig het laadstation naar behoefte met een doek of reinigingsdoekje dat enigszins is bevochtigd met een oplossing van 70% isopropyl- of ethylalcohol, 10% chloorbleekmiddeloplossing, niet-vlekkende reinigungsoplossingen (bijv. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) of reinigungsoplossingen met waterstofperoxide (bijv. Virox en Oxivir).







Goedgekeurde reinigungsmiddelen			
Type	Oplossing of merk	Behuizing laadstation	Contacten
Chloor en chloorverbindingen	10% chloorbleekmiddeloplossing	Ja	Nee
Quaternaire ammoniaverbindingen	CaviWipes™ Clinell® Universal Wipes SaniCloth Metrex	Ja	Nee
Waterstofperoxide	Virox Oxivir	Ja	Nee
Alcohol	70% isopropylalcohol of ethylalcohol	Ja	Ja

Van tijd tot tijd kunnen andere reinigungsmiddelen op geschiktheid worden gecontroleerd. Als uw reinigungsmiddel niet in deze lijst staat, neemt u contact op met Welch Allyn om na te gaan of er inmiddels nog andere reinigungsmiddelen zijn goedgekeurd.

Opmerking: als er andere reinigungsmiddelen dan isopropyl- of ethylalcohol in aanraking komen met de contacten, moet u ze onmiddellijk droogwrijven. Reinig de contacten vervolgens met isopropyl- of ethylalcohol.



Let op

-  **LET OP** Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
-  **WAARSCHUWING** Ontkoppel het laadstation voordat u onderhoud verricht.
-  **WAARSCHUWING** Dompel het laadstation niet onder in water of een andere vloeistof.
-  **LET OP** Doekjes moeten vochtig zijn, maar niet doordrenkt. Overtollige vloeistof kan het laadstation beschadigen.
-  **LET OP** Volg de reinigingsinstructies voor de Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer zoals gespecificeerd in de PRO 6000-gebruiksaanwijzing voor onderhoud en service om de thermometer en houder te reinigen.
-  **WAARSCHUWING** Het is belangrijk om het netsnoer regelmatig op beschadigingen te controleren (om de 3 maanden), met name bij elk uiteinde waar het snoer de stekker ingaat.

7.2 Opslaginstructies

Bewaar de thermometer en sondehoesjes op een stofvrije en schone droge plaats (de thermometer is niet beschermd tegen binnendringend water), buiten het bereik van direct zonlicht. De omgevingstemperatuur van de opslagplaats moet redelijk constant blijven tussen -20 en 50 °C (-4 tot 122 °F).

8. Specificaties

Bereik omgevingstemperatuur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)

Extern medisch gecertificeerd vermogen:

Uitgangsspanning: 5 Vdc
 Uitgangsstroom: 1A
 Ingangsspanning: 100 - 240 VAC
 Ingangsstroom: 0,3 A
 Ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz

Bereik langdurige opslag

Opslagtemperatuur: -20 tot 50 °C (-4 tot 122 °F)
 Luchtvochtigheid bij opslag: 0 tot 85% zonder condensvorming
 Elektrisch vermogen: 750 mAh
 Garantie oplaadbare accu: 3 jaar
 Capaciteit accu: maximaal 700 temperatuurmetingen per volledige lading / 3V
 Type oplaadbare accu: aangepaste dubbele accu (NiMH)
 Afmetingen laadstation: 89,2 mm × 103,7 mm × 153,0 mm (H x D x B)
 (3,51" × 4,08" × 6,02" [H x D x B])
 Gewicht laadstation: 150 g / 5,3 oz



LET OP Gebruik dit apparaat niet in de aanwezigheid van elektromagnetische of andere interferentie buiten het normale bereik dat is gespecificeerd in IEC 60601-1-2.



Intertek



NiMH

Normen en naleving

Dit apparaat voldoet aan de volgende veiligheids- en prestatienormen:

Dit product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn Medische Hulpmiddelen).

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 Nr. 60601.1, IEC 60601-1 en EN 60601-1; 2e en 3.1-edities. Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestaties

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Medische elektrische toestellen – Deel 1-2: Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestaties – Secundaire norm: elektromagnetische compatibiliteit – vereisten en test

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Medische hulpmiddelen – toepassing van bruikbaarheidstechnieken met betrekking tot medische hulpmiddelen

ISO 14971:2012 Medische hulpmiddelen – toepassing van risicomanagement met betrekking tot medische hulpmiddelen

MEDISCHE ELEKTRISCHE TOESTELLEN vereisen speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC. Neem contact op met een bevoegd lokaal servicecentrum voor een gedetailleerde beschrijving van de EMC-vereisten. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van MEDISCHE ELEKTRISCHE TOESTELLEN beïnvloeden

Intern aangedreven ME-apparatuur.

Continu gebruik.

Niet beschermd tegen binnendringend water.



IPX0

Definitie van de symbolen:



Toegepast onderdeel van type BF

Let op



De 'let op'-aankwijzingen in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigenschappen of verlies van gegevens.

Waarschuwing



De waarschuwingen in deze handleiding wijzen op omstandigheden of handelingen die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden. Waarschuwingssymbolen worden in een zwart-wit document weergegeven met een grijze achtergrond.



Klasse II-apparatuur



Gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur. Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



Voedingsindicator



Oplaadlampje



Opslagtemperatuur



Luchtvochtigheid bij opslag

9. Drie jaar beperkte garantie van de fabrikant

Voor model Braun Thermoscan® PRO 6000-laadstation

Welch Allyn (een gelieerde onderneming van Hill-Rom®) garandeert dat het product geen defecten of tekortkomingen met betrekking tot materialen en vakmanschap vertoont en dat het werkt conform de specificaties van de fabrikant gedurende een periode van drie jaar na de datum van aankoop bij Welch Allyn of erkende distributeurs of agenten.

Onder datum van aankoop wordt verstaan: 1) de verzenddatum zoals vermeld op de factuur als het apparaat rechtstreeks bij Welch Allyn is gekocht, 2) de datum die tijdens de productregistratie is opgegeven of 3) de datum waarop u het product hebt gekocht bij een erkende distributeur van Welch Allyn, zoals blijkt uit de verkoopbon van de betreffende distributeur, welke datum eerder is.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door 1) transporthantering, 2) gebruik of onderhoud dat niet in overeenstemming is met de instructies op de labels, 3) aanpassing of reparatie door iemand anders dan door Welch Allyn geautoriseerd servicepersoneel of 4) ongelukken. Deze garantie dekt geen batterijen, beschadiging van het sondevenster of schade aan het instrument veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid of ongewilde voorvallen, en is uitsluitend van toepassing op de eerste koper van het product. Eenheden die zijn vervangen onder garantie hebben de overgebleven garantietermijn van de vervangen eenheid. Bovendien wordt deze garantie ongeldig verklaard als de thermometer wordt gebruikt in combinatie met andere producten dan originele Hillrom™-sondehoesjes.